

Фильтрационные шприцевые насадки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jit@nt-rt.ru || сайт: <https://jetbiofil.nt-rt.ru/>



Фильтрационные шприцевые насадки, в сочетании с одноразовыми шприцами, представляют собой быстрое, удобное и надежное фильтрующее устройство для обработки образцов малого объема, с которым обычно оперируют в лабораториях. Изделия в основном используются для предварительной фильтрации образцов, стерильной фильтрации биологических жидкостей, питательных сред и добавок к ним, пробоподготовки и фильтрации газов. Шприцевые фильтры Jet Biofil доступны в различных размерах и конфигурациях мембран для выполнения лабораторных операций в стерильных и нестерильных условиях.

Варианты диаметра мембраны: 13 мм, 25 мм, 30 мм

Варианты размера пор мембраны: 0,10 мкм, 0,22 мкм, 0,45 мкм

Варианты материала мембраны: Смешанные эфиры целлюлозы (MCE), нейлон (NY), поливинилиденфторид (PVDF), политетрафторэтилен (PTFE), ацетат целлюлозы (CA), ацетат целлюлозы без ПАВ (SFCA), полиэфирсульфон (PES), полиэфирсульфон (PES Express) характеризуется более высокой скоростью потока при фильтрации одинаковых жидкостей.



Для использования с одноразовыми шприцами



Разные цвета внешних колец соответствуют разным типам мембран, их легко различить и идентифицировать

- Предназначены для удаления частиц, бактерий и других загрязняющих веществ из газовой и жидкой фаз для очистки, разделения и концентрирования
- Мембраны для фильтрации изготавливаются из органических и неорганических соединений
- Полипропиленовый корпус различных цветов для идентификации материала мембраны
- Совместимы с луер выходом любого шприца
- Не содержит ДНК, РНК, эндотоксинов и пирогенов
- Срок годности 3 года для стерильной продукции и 5 лет для нестерильной с даты производства

- Стерилизовано радиацией SAL 10^{-6}

Рекомендации:

- Для удаления частиц микоплазмы используйте мембраны с размером пор 0.1 мкм
- Большинство культуральных сред, буферов и биожидкостей и газов можно стерилизовать с помощью мембран с размером пор 0.2 и 0.22 мкм при рутинных лабораторных исследованиях
- Мембраны с размером пор 0.45 мкм предпочтительно использовать для осветления первичной фильтрации растворов и растворителей

Шприцевые фильтры в индивидуальной упаковке, стерильные

Артикул	Материал мембраны	Цвет	Размер пор (мкм)	Диаметр (мм)	Мин уп.	Трансп. уп
FMC201013	эфир целлюлозы	желтый	0.22	13	100	800
FMC201013			0.22	25	45	360
FMC201030			0.22	30	45	360
FMC401013			0.45	13	100	800
FMC401025			0.45	25	45	360
FMC401030			0.45	30	45	360
FPV103013	поливинилиденфторид	синий	0.10	13	100	800
FPV103025			0.10	25	45	360
FPV103030			0.10	30	45	360
FPV203013			0.22	13	100	800
FPV203025			0.22	25	45	360
FPV203030			0.22	30	45	360
FPV403013			0.45	13	100	800
FPV403025			0.45	25	45	360
FPV403030			0.45	30	45	360
PTF205013	политетрафторэтилен	белый	0.22	13	100	800
PTF205025			0.22	25	45	360
PTF205030			0.22	30	45	360
PTF405013			0.45	13	100	800
PTF405025			0.45	25	45	360
PTF405030			0.45	30	45	360
FNY202013	нейлон	розовый	0.22	13	100	800
FNY202025			0.22	25	45	360
FNY202030			0.22	30	45	360
FNY402013			0.45	13	100	800
FNY402025			0.45	25	45	360
FNY402030			0.45	30	45	360
FPE204013	полиэфирсульфон	зеленый	0.22	13	100	800
FPE204025			0.22	25	45	360
FPE204030			0.22	30	45	360
FPE404013			0.45	13	100	800
FPE404025			0.45	25	45	360

FPE404030			0.45	30	45	360
FCA205013	ацетат целлюлозы	красный	0.22	13	100	800
FCA205025			0.22	25	45	360
FCA205030			0.22	30	45	360
FCA406013			0.45	13	100	800
FCA406025			0.45	25	45	360
FCA406030			0.45	30	45	360
SCA207013	ацетат целлюлозы без ПАВ	фиолетовый	0.22	13	100	800
SCA207025			0.22	25	45	360
SCA207030			0.22	30	45	360
SCA407013			0.45	13	100	800
SCA407025			0.45	25	45	360
SCA407030			0.45	30	45	360
FPE2204113	полиэфирсульфон	зеленый	0.22	13	100	800
FPE204125			0.22	25	45	360
FPE204130			0.22	30	45	360
FPE404113			0.45	13	100	800
FPE404125			0.45	25	45	360
FPE404130			0.45	30	45	360
GFA201025		нейтральный	0.22	25	45	360
GFA201030			0.22	30	45	360
GFA401025			0.45	25	45	360
GFA401030			0.45	30	45	360

Шприцевые фильтры в групповой упаковке, стерильные

Артикул	Материал мембраны	Цвет	Размер пор (мкм)	Диаметр (мм)	Мин уп.	Трансп. уп
FMC211013	эфир целлюлозы	желтый	0.22	13	100	1000
FMC211025			0.22	25	50	500
FMC211030			0.22	30	50	500
FMC411013			0.45	13	100	1000
FMC411025			0.45	25	50	500
FMC411030			0.45	30	50	500
FPV113013	поливинилиденфторид	синий	0.10	13	100	1000
FPV113025			0.10	25	50	500
FPV113030			0.10	30	50	500
FPV213013			0.22	13	100	1000
FPV213025			0.22	25	50	500
FPV213030			0.22	30	50	500
FPV413013			0.45	13	100	1000
FPV413025			0.45	25	50	500
FPV413030			0.45	30	50	500
PTF215013	политетрафторэтилен	белый	0.22	13	100	1000
PTF215025			0.22	25	50	500
PTF215030			0.22	30	50	500
PTF415013			0.45	13	100	1000
PTF415025			0.45	25	50	500
PTF415030			0.45	30	50	500

FNY212013	нейлон	розовый	0.22	13	100	1000
FNY212025			0.22	25	50	500
FNY212030			0.22	30	50	500
FNY412013			0.45	13	100	1000
FNY412025			0.45	25	50	500
FNY412030			0.45	30	50	500
FPE214013	полиэфирсульфон	зеленый	0.22	13	100	1000
FPE214025			0.22	25	50	500
FPE214030			0.22	30	50	500
FPE414013			0.45	13	100	1000
FPE414025			0.45	25	50	500
FPE414030			0.45	30	50	500
FCA215013	ацетат целлюлозы	красный	0.22	13	100	1000
FCA215025			0.22	25	50	500
FCA215030			0.22	30	50	500
FCA416013			0.45	13	100	1000
FCA416025			0.45	25	50	500
FCA406030			0.45	30	50	500
SCA217013	ацетат целлюлозы без ПАВ	фиолетовый	0.22	13	100	1000
SCA217025			0.22	25	50	500
SCA217030			0.22	30	50	500
SCA417013			0.45	13	100	1000
SCA417025			0.45	25	50	500
SCA417030			0.45	30	50	500

Шприцевые фильтры в групповой упаковке, нестерильные

Артикул	Материал мембраны	Цвет	Размер пор (мкм)	Диаметр (мм)	Мин уп.	Трансп. уп
FMC211013	эфир целлюлозы	желтый	0.22	13	100	800
FMC211025			0.22	25	45	360
FMC211030			0.22	30	45	360
FMC421013			0.45	13	100	800
FMC421025			0.45	25	45	360
FMC421030			0.45	30	45	360
FPV123013	поливинилиденфторид	синий	0.10	13	100	800
FPV123025			0.10	25	45	360
FPV123030			0.10	30	45	360
FPV223013			0.22	13	100	800
FPV223025			0.22	25	45	360
FPV223030			0.22	30	45	360
FPV423013			0.45	13	100	800
FPV423025			0.45	25	45	360
FPV423030			0.45	30	45	360
PTF225013	политетрафторэтилен	белый	0.22	13	100	800
PTF225025			0.22	25	45	360
PTF225030			0.22	30	45	360
PTF425013			0.45	13	100	800
PTF425025			0.45	25	45	360

PTF425030			0.45	30	45	360
FNY222013	нейлон	розовый	0.22	13	100	800
FNY222025			0.22	25	45	360
FNY222030			0.22	30	45	360
FNY422013			0.45	13	100	800
FNY422025			0.45	25	45	360
FNY422030			0.45	30	45	360
FPE224013	полиэфирсульфон	зеленый	0.22	13	100	800
FPE224025			0.22	25	45	360
FPE224030			0.22	30	45	360
FPE424013			0.45	13	100	800
FPE424025			0.45	25	45	360
FPE424030			0.45	30	45	360
FCA226013	ацетат целлюлозы	красный	0.22	13	100	800
FCA226025			0.22	25	45	360
FCA226030			0.22	30	45	360
FCA426013			0.45	13	100	800
FCA426025			0.45	25	45	360
FCA426030			0.45	30	45	360
SCA227013	ацетат целлюлозы без ПАВ	фиолетовый	0.22	13	100	800
SCA227025			0.22	25	45	360
SCA227030			0.22	30	45	360
SCA427013			0.45	13	100	800
SCA427025			0.45	25	45	360
SCA427030			0.45	30	45	360



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------