

Планшеты для культивирования клеток и тканей

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jit@nt-rt.ru || сайт: <https://jetbiofil.nt-rt.ru/>




Высококачественные планшеты для культивирования клеток с различными техническими характеристиками и поверхностями для достижения наилучших результатов при культивировании и последующем анализе клеток, включая трансфекцию клеток, иммунофлуоресценцию и формирование клонов. Помогают в экспериментальных исследованиях, оптимизации и анализе. Планшеты с необработанной поверхностью подходят для суспензионных клеточных культур, а планшеты с поверхностью обработанной ТС, подходят для линий обычных адгезивных клеток благодаря высокой гидрофильности поверхности полистирола. Поверхность с супергидрофильным покрытием CellATTACH® представляет собой новейшую технологию, обеспечивающую оптимальную адгезию и пролиферацию клеток, питание которых затруднено, а также первичных или трансфицированных клеточных линий без/с низким содержанием сыворотки.

Доступные формы: 1-, 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-луночный

Варианты дна: Плоское, U-образное

Варианты поверхности: Без обработки, обработанная ТС, обработка CellATTACH®

Упаковка: Блистер



Односторонняя крышка, облегчающая удержание



Плоское дно планшета, однородное TCD010035 ТС-обработанное 35 10,80 2-3,5 8,5 10 960 размер лунки, однородное и прозрачное планшет, удобное для TCD010060 ТС-обработанное 60 12,68 4-7 21,2 10 600 наблюдения под микроскопом



Складная конструкция для экономии места



Буквенно-цифровые этикетки облегчают TCD110150 TC-обработанный 150 22,00 25-50 143 5 100 идентификацию и регистрацию

Высококачественные планшеты для культивирования клеток с различными техническими характеристиками и поверхностями для достижения наилучших результатов при культивировании и последующем анализе клеток, включая трансфекцию клеток, иммунофлуоресценцию и формирование клонов. Помощь в экспериментальных исследованиях, оптимизации и анализе. Планшеты с необработанной поверхностью подходят для суспензионных клеточных культур, а планшеты с поверхностью обработанной ТС, подходят для линий обычных адгезивных клеток благодаря высокой гидрофильности поверхности полистирола. Поверхность с супергидрофильным покрытием CellATTACH® представляет собой новейшую технологию, обеспечивающую оптимальную адгезию и пролиферацию клеток, питание которых затруднено, а также первичных или трансфицированных клеточных линий без/с низким содержанием сыворотки.

Доступные формы: 1-, 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384-луночный

Варианты дна: Плоское, U-образное

Варианты поверхности: Без обработки, обработанная ТС, обработка CellATTACH®

Упаковка: Блистер

- Имеет одинаковую толщину дна и размер лунки
- Планшеты с U-образным дном подходят для культивирования суспензий, проведения химических и аналитических экспериментов или сохранения образцов.
- Съёмный 96-луночный планшет подходит для экспериментального анализа
- Прозрачный материал облегчает наблюдение под микроскопом
- Крышка планшета и его корпус плотно прилегают друг к другу, что снижает загрязнение среды или потери при испарении в процессе культивирования клеток
- Односторонняя крышка легко фиксируется, что сокращает количество ошибок и соответствует требованиям эргономики
- Конструкция с углублениями на краях предотвращает перекрестное загрязнение, а буквенно-цифровой дизайн облегчает идентификацию и маркировку
- Возможность штабелирования - экономит место и совместима с большинством приборов и оборудования с несколькими лунками
- Номер партии, указанный на боковой стороне пластины и на упаковке, облегчает отслеживание качества
- Индивидуальные блистерные упаковки или бумажно-пластиковые пакеты
- Стерилизовано радиацией SAL 10^{-6}
- Не содержит ДНК, РНК, эндотоксинов и пирогенов

Планшет для клеточных культур с необработанной поверхностью, блистерная упаковка

Артикул	Количество лунок	Форма лунки	Макс. объем лунки (мл)	Мин уп.	Трансп. уп.
ТСР001001	1	Плоская	90	1	100
ТСР001004	4	Плоская	1.86	1	100
ТСР001006	6	Плоская	17	1	100
ТСР001012	12	Плоская	6.80	1	100
ТСР001024	24	Плоская	3.50	1	100
ТСР001048	48	Плоская	1.55	1	100
ТСР001096	96	Плоская	0.39	1	100
ТСР002096	96	U-образная	0.33	1	100
ТСР001384	384	Плоская	0.145	1	100

Планшет для клеточных культур с обработанной поверхностью, блистерная упаковка

Артикул	Количество лунок	Форма лунки	Макс. объем лунки (мл)	Рекомендуемый рабочий объем (мл)	Площадь роста лунки (см²)	Мин уп.	Трансп. уп.
ТСР011001	1	Плоская	90	19-29	97	1	100
ТСР011004	4	Плоская	1.86	0.39-0.59	1.96	1	100
ТСР011006	6	Плоская	17	1.9-2.9	9.6	1	100
ТСР011012	12	Плоская	6.80	0.76-1.14	3.85	1	100
ТСР011024	24	Плоская	3.50	0.38-0.57	1.93	1	100
ТСР011048	48	Плоская	1.55	0.19-0.29	0.84	1	100
ТСР011096	96	Плоская	0.39	0.075-0.2	0.33	1	100
ТСР012096	96	U-образная	0.33	0.075-0.2	0.58	1	100
ТСР011384	384	Плоская	0.145	0.01-0.1	0.1135	1	100

Планшет для клеточных культур с обработанной поверхностью CellATTACH®, блистерная упаковка

Артикул	Количество лунок	Форма лунки	Макс. объем лунки (мл)	Рекомендуемый рабочий объем (мл)	Площадь роста лунки (см²)	Мин уп.	Трансп. уп.
САР011006	6	Плоская	17	1.9-2.9	9.6	1	100
САР011012	12	Плоская	6.80	0.76-1.14	3.85	1	100
САР011024	24	Плоская	3.50	0.38-0.57	1.93	1	100
САР011048	48	Плоская	1.55	0.19-0.29	0.84	1	100
САР011096	96	Плоская	0.39	0.075-0.2	0.33	1	100
САР012096	96	U-образная	0.33	0.075-0.2	0.58	1	100



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47